


11102


Número	PRO-046
Nombre Genérico	Anti HBc II Elecsys cobas e 100
Descripción:	Reactivo utilizado para la determinación de los anticuerpos Core del Virus de la Hepatitis B. Metodología: Electroquimioluminiscencia
Imagen:	
Caducidad:	Mínima de 6 meses
Presentación:	Kit
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible Cobas 6000 e601. Se requiere presentación de muestra o catalogo previa adquisición de producto. Kit de 100 pruebas. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:



Licda. Alexandra Minaya Lantigua
Coord. Inmunoserología



11139


Número	PRO-043
Nombre Genérico	Anti-HBs Elecsys cobas e 100
Descripción:	Reactivo utilizado para la determinación cuantitativa de anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus del Hepatitis B. Metodología: Electroquimioluminiscencia
Imagen:	
Caducidad:	Mínima de 6 meses
Presentación:	Kit
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible Cobas 6000 e601. Se requiere presentación de muestra o catalogo previa adquisición de producto. Kit para 100 pruebas. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:



Licda. Alexandra Minaya Lantigua
Coord. Inmunoserología



11041


Número	PRO-044
Nombre Genérico	Anti-HCV II Elecsys cobas e 100
Descripción:	Reactivo utilizado para la determinación cualitativa del virus de la hepatitis C. Metodología: Electroquimioluminiscencia
Imagen:	
Caducidad:	Mínima de 6 meses
Presentación:	Kit
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible Cobas 6000 e601. Se requiere presentación de muestra o catalogo previa adquisición de producto. Kit de 100 pruebas. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:


Licda. Alexandra Minaya Lantigua
Coord. Inmunoserología



11149

Número	PRO-045
Nombre Genérico	HBsAg Elecsys cobas e 100 V2
Descripción:	Reactivo utilizado para la determinación cualitativa del antígeno de superficie del virus del Hepatitis B. Metodología: Electroquimioluminiscencia
Imagen:	
Caducidad:	Mínima de 6 meses
Presentación:	Kit
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible Cobas 6000 e601. Se requiere presentación de muestra o catalogo previa adquisición de producto. Kit de 100 pruebas. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:

Alexandra Minaya
Licda. Alexandra Minaya Lantigua
Coord. Inmunoserología



11150


Número	PRO-047
Nombre Genérico	HIV combi PT Elecsys cobas e 100 V2
Descripción:	Reactivo utilizado para la determinación del antígeno p24 del HIV-1 y de los anticuerpos totales contra HIV-1, incluyendo el grupo O, y contra el HIV -2. Metodología: Electroquimioluminiscencia
Imagen:	
Caducidad:	Mínima de 6 meses.
Presentación:	Kit
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible Cobas 6000 e601. Se requiere presentación de muestra o catalogo previa adquisición de producto. Kit de 100 pruebas. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:

Alexandra Minaya
Licda. Alexandra Minaya Lantigua
Coord. Inmunoserología



11083

Número	PRO-049
Nombre Genérico	HTLV I/II Elecsys cobas e 100
Descripción:	Reactivo utilizado para la determinación cualitativa de los anticuerpos del HTLV I/II. Metodología: Electroquimioluminiscencia
Imagen:	
Caducidad:	Mínima de 6 meses
Presentación:	Kit
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible Cobas 6000 e601. Se requiere presentación de muestra o catalogo previa adquisición de producto. Kit de 100 pruebas. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:

Alexandra Minaya
Licda. Alexandra Minaya Lantigua
Coord. Inmunoserología



11145


Número	PRO-048
Nombre Genérico	Syphilis Elecsys cobas e 100
Descripción:	Reactivo utilizado para la determinación cualitativa de los anticuerpos totales contra el Treponema pallidum en suero y plasma humanos. Metodología: Electroquimioluminiscencia
Imagen:	
Caducidad:	Mínima de 6 meses
Presentación:	Kit
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible Cobas 6000 e601. Se requiere presentación de muestra o catalogo previa adquisición de producto. Kit de 100 pruebas.	
Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar.	
Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:

Alexandra Minaya
Licda. Alexandra Minaya Lantigua
Coord. Inmunoserología



11509

Número	PRO-050
Nombre Genérico	Chagas Elecsys cobas e 100
Descripción:	Reactivo utilizado para la determinación cualitativa de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. Metodología: Electroquimioluminiscencia
Imagen:	
Caducidad:	Mínima de 6 meses
Presentación:	Kit
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible Cobas 6000 e601. Se requiere presentación de muestra o catalogo previa adquisición de producto. Kit de 100 pruebas. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:

Alexandra Minaya
Licda. Alexandra Minaya Lantigua
Coord. Inmunoserología



Ficha Técnica

11104


Número	PRO-032
Nombre Genérico	Cellpack
Descripción:	Cell Pack: Es un consumible utilizado en los analizadores hematológicos, Sysmex XP-300 (Equipo propio) para la realización de los hemogramas.
Caducidad:	Mínima de 12 meses.
Volumen:	20 Litros
Imagen:	 ELAHAAC103
Certificación:	CE o FDA
Presentación:	Caja
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible. (Sysmex XP-300) Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:

Licda. Ximena Carol Samboy Carrasco
Coordinadora de Colecta

Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

11057

Número	PRO-104
Nombre Genérico	Cubetas de Hemoglobímetro
Descripción:	Microcubetas para medición de Hemoglobina compatible con el equipo Hemocue HB 201+. - La caducidad de las cubetas es de hasta 24 meses, y una vez abiertas es de 3 meses. El almacenamiento de las mismas es a temperatura ambiente.
Presentación:	Caja /4x50 test
Caducidad:	12 meses
Imagen:	 
Observaciones: Deben ser compatibles con el Hemocue HB 201, equipo propio de Hemocentro. Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:

Licda. Ximena C. Samboy
Coordinador de Colecta

11500

Número	PRO-072
Nombre Genérico	Cuchillas para conector estéril o Láminas TSCD
Descripción:	Las láminas que se calientan hasta 300 °C (572 °F): una temperatura lo suficientemente alta como para mantener la esterilidad durante el proceso de corte y soldadura, sin permitir que se formen partículas o residuos químicos en las tubuladuras. Las láminas TSCD II Una caja incluye dos casetes; cada casete contiene 70 láminas de uso único. Se evita el contacto o contaminación cruzados porque cada lámina se desecha después de un solo uso.
Presentación:	Caja 2x70 Unidades
Observaciones: Deben ser compatibles con el CONECTOR ESTÉRIL DE TUBULADURAS TERUMO TSCD II (equipo propio). Se requiere presentación de muestra o catalogo previo a la adquisición del producto.	

Firma y Sello:

Hemocentro Nacional
República Dominicana


Lic. Yildania Tolentino
Encargada de Producción Interina

Ficha Técnica



11135

Número	PRO-105
Nombre Genérico	Descartables plaquetas por aféresis, Optia más ACD
Descripción:	Kit para la realización de plaquetas por aféresis, circuito cerrado, leucoreducidas.
Otras especificaciones:	Provisto de aguja 17 G con protector, más una bolsa para la toma de muestra con tubo al vacío. Con solución anticoagulante ACD 750 mL.
Presentación:	Unidad
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto.	
Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar.	
Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	


Firma y Sello: 
Lic. Ximena Samboy
Coordinadora de colecta

Ficha Técnica

11134

Número	PRO-115
Nombre Genérico	Papel térmico XP-300
Descripción:	Papel térmico: Papel Térmico: papel utilizado en la impresora del equipo propio analizador hematológico Sysmex XP-300
Color:	Blanco.
Imagen:	
Presentación:	Unidad
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto.	
Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar.	
Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	


Firma y Sello:


Licda. Ximena C. Samboy
Coordinadora De Colecta

Ficha Técnica



11105


Número	PRO-033
Nombre Genérico	Stromatolyzer
Descripción:	Stromatolyzer: Es un consumible utilizado en los analizadores hematológicos, Sysmex XP-300 (Equipo propio) para la realización de los hemogramas.
Caducidad:	Mínima de 12 meses.
Volumen:	500 mL
Imagen:	
Certificación:	CE o FDA
Presentación:	Frasco
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible. (Sysmex XP-300) Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:

Licda. Ximena Carol Samboy Carrasco
Coordinadora de Colecta

Ficha Técnica

11131

Número	PRO-027
Nombre Genérico	IH-500 TARJETA DC-SCREEN II P/12(PP)
Descripción:	Tarjeta de identificación utilizadas para diferenciar los resultados de una prueba de aglutinación directa (DAT) positiva Las tarjetas pueden contener 6 o 8 pocillos y antisueros de origen monoclonal.
Imagen:	
Material:	Tarjetas de plástico.
Caducidad:	Mínima de 8 meses.
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Presentación:	Caja de 12 unidades
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente. Nota 3: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:


Liliana González Belén
Llida. Liliana González Belén
Coord. Inmunohematología


Ficha Técnica

11132

Número	PRO-032
Nombre Genérico	IH-500 MICROCID E SQ 250 mL (PP)
Descripción:	Consumible para realizar mantenimientos a equipo IH 500 de inmunohematología.
Caducidad:	Mínima de 12 meses, conservación de lotes.
Presentación:	Unidad
Volumen	250 mL
Observaciones: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional. Se requiere presentación de muestra previa adquisición de producto.	

Firma y Sello:


Licda. Lilliana González Belén
Coord. Inmunohematología




Ficha Técnica

11133


Número	PRO-033
Nombre Genérico	IH-500 WASH SOLUTION-A CONC 10X100mL
Descripción:	Consumible para realizar pruebas inmunohematológicas, equipo IH 500.
Caducidad:	Mínima de 12 meses, conservación de lotes.
Presentación:	Caja de 10 frascos de 100 mL
Observaciones: Se requiere presentación de muestra previa adquisición de producto. Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:


Licda. Liliana González Belén
Coord. Inmunohematología

Ficha Técnica

11501

Número	PRO-029
Nombre Genérico	IH ID-DILUENT#2 C/2x100 mL (manual) (pp)
Descripción:	"ID-Diluent 2" es una solución modificada de baja fuerza iónica elaborada para el ID-System, destinada a preparar soluciones de eritrocitos al 5% para determinación de grupos sanguíneos, así como soluciones de eritrocitos al 0,8% para pruebas cruzadas, prueba de la antiglobulina humana, determinación de grupos sanguíneos en recién nacidos y eritrocitos de prueba preparados en el laboratorio.
Imagen:	
Caducidad:	Mínima de 8 meses.
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Presentación:	Caja de 2 Frascos de 100 mL
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente. Nota 3: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:

Licda. Liliana González Belén
Licda. Liliana González Belén
Coord. Inmunohematología


Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

12063

Número	PRO-031
Nombre Genérico	IH-500 SODIO HIDROXIDO 0.5 MOLAR
Descripción:	Consumible para realizar descontaminación y procesamiento en equipo IH 500 de inmunohematología.
Caducidad:	Mínima de 12 meses, conservación de lotes.
Concentración:	0.5 Molaes
Presentación:	Unidad
Volumen	1 L
Observaciones: Se requiere presentación de muestra previa adquisición de producto. El Hidróxido de Sodio al 0.5 M debe estar contenido en un frasco NO transparente de plástico. Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:

Lic. González
Licda. Liliana González Belén
Coord. Inmunohematología



Ficha Técnica




11069

Número	PRO-034
Nombre Genérico	IH-PIPET TIPS 350 MICRILITROS
Descripción:	Pipetips: Material para la medición de volúmenes.
Imagen:	
Caducidad:	Mínima de 12 meses
Volumen:	350 microlitros
Materia:	Polipropileno
Presentación:	Caja 960 unidades
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente. Nota 3: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:

Lidia González Belén
Lidia. Liliara González Belén
 Coord. Inmunohematología




Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional


Ficha Técnica



Número	11168 PRO-034
Nombre Genérico	IH-PIPET TIPS 200 MICRILITROS
Descripción:	Pipetips: Material para la medición de volúmenes.
Imagen:	
Caducidad:	Mínima de 12 meses
Volumen:	200 microlitros
Materia:	Polipropileno
Presentación:	Caja 960 unidades
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente. Nota 3: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:


Licda. Liliána González Belén
Coord. Inmunohematología



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

22

11115

Número	PRO-016
Nombre Genérico	IH-500 DIACLON ANTI-D Weak 5MI 100T PP
Descripción:	DiaClon-Anti-D: Es un antisuero monoclonal para confirmar la expresión débil del antígeno D, así como sus variantes, mediante el tratamiento enzimático previo a los eritrocitos para ser utilizados en la Tecnología de Aglutinación en Columna (CAT).
Imagen:	
Volumen:	5-10 mL
Caducidad:	Mínima de 12 meses.
Color:	Transparente
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Presentación:	Unidad
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente. Nota 3: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:

Licda. Liliana González Belén
Licda. Liliana González Belén
Coord. De Inmunoematología



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

Ficha Técnica

11116

Número	PRO-017
Nombre Genérico	IH-500 TARJETA LISS COOMBS POLYSPEC
Descripción:	Tarjetas Coombs Poliespecífico (Anti-IgG, C3b monoclonal) para la realización de las pruebas de compatibilidad, Coombs Indirecto, Coombs Directo, autocontrol, identificación de anticuerpos irregulares mediante la Tecnología de Aglutinación en Columna (CAT), pueden ser gel o perlas de vidrio. Las tarjetas pueden contener 6 o 8 pocillos y antisueros de origen monoclonal.
Imagen:	
Material:	Tarjetas de plástico.
Caducidad:	Mínima de 8 meses.
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Presentación:	Caja de 48 unidades
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente. Nota 3: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:

Lic. Liliana González
Lic. Liliana González
Coord. De Inmunohematología


Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

Ficha Técnica

11117

Número	PRO-018
Nombre Genérico	IH-500 TARJETA COOMBS ANTI-IgG
Descripción:	Tarjetas Coombs (Anti-IgG monoclonal) para la realización de las pruebas de compatibilidad, Coombs Indirecto, Coombs Directo, autocontrol, identificación de anticuerpos irregulares mediante la tecnología de aglutinación en columna (CAT), pueden ser gel o perlas de vidrio. Las tarjetas pueden contener 6 o 8 pocillos y antisueros de origen monoclonal.
Imagen:	
Material:	Tarjetas de plástico.
Caducidad:	Mínima de 8 meses.
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Presentación:	Caja de 1,344 unidades
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente. Nota 3: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:




Licda. Lilliana González Belén
Coord. De Inmunohematología

Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

Ficha Técnica

12065

Número	PRO-019
Nombre Genérico	IH-500TARJETA NaCL/Enzyme C/48
Descripción:	Tarjeta NaCL/Gel neutral para la investigación de anticuerpos irregulares a través de tratamientos enzimáticos y potencializadores, confirmación de grupo de los plasmas mediante la tecnología de aglutinación en columna (CAT), pueden ser gel o perlas de vidrio. Las tarjetas pueden contener 6 o 8 pocillos y antisueros de origen monoclonal.
Imagen:	
Material:	Tarjetas de plástico.
Caducidad:	Mínima de 8 meses.
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Presentación:	Caja 48 unidades
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente. Nota 3: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	


Firma y Sello:

Licda. Lilliana González Belén
Licda. Lilliana González Belén
Coord. Inmunohematología

Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

26

12066


Número	PRO-020
Nombre Genérico	IH-500 TARJETA ABO-Rh GRP-DONORS
Descripción:	Tarjetas de tipificación de grupo directo + inverso mediante la tecnología de aglutinación en columna (CAT), las tarjetas pueden contener 6-8 columnas, impregnadas con antisueros de origen monoclonal, pueden ser gel o perlas de vidrio. Las tarjetas pueden contener 6 o 8 pocillos y antisueros de origen monoclonal.
Imagen:	
Material:	Tarjetas de plástico.
Caducidad:	Mínima de 8 meses.
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Presentación:	Caja de 1,344 unidades
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente. Nota 3: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:

Licda. Liliana González Belén
Licda. Liliana González Belén
Coord. Inmunoematología

Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

11120


Número	PRO-021
Nombre Genérico	IH-500 TARJETA ABO-REV GRP-PACIENTE
Descripción:	Tarjetas de tipificación de grupo directo + inverso mediante la tecnología de aglutinación en columna (CAT), las tarjetas pueden contener 6-8 columnas, impregnadas con antisueros de origen monoclonal, pueden ser gel o perlas de vidrio. Las tarjetas pueden contener 6 o 8 pocillos y antisueros de origen monoclonal.
Imagen:	
Material:	Tarjetas de plástico.
Caducidad:	Mínima de 8 meses
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Presentación:	Caja de 48 unidades
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente. Nota 3: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:

Licda. Liliana González Belén
Coord. Inmunohematología

Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

12067


Número	PRO-022
Nombre Genérico	IH-TARJETA FENOTIPO SUBGRUPS+KELL
Descripción:	Tarjetas de Fenotipo del Sistema Rh y Kell mediante la tecnología de aglutinación en columna (CAT), las tarjetas pueden contener 6-8 columnas, impregnadas con antisueros de origen monoclonal, pueden ser gel o perlas de vidrio. Deben ser capaz de detectar la presencia de los antígenos C, c, E, e, Kell, ctl.
Imagen:	
Material:	Tarjetas de plástico.
Caducidad:	Mínima de 8 meses.
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Presentación:	Caja de 1,344 unidades
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente. Nota 3: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:

Licda. Liliana González Belén
Licda. Liliana González Belén
Coord. Inmunohematología

Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

11124

Número	PRO-030
Nombre Genérico	IH-500 DILUENTE 2 LISS modificada para suspensiones de eritrocitos
Descripción:	"ID-Diluent 2" es una solución modificada de baja fuerza iónica elaborada para el ID-System, destinada a preparar soluciones de eritrocitos al 5% para determinación de grupos sanguíneos, así como soluciones de eritrocitos al 0,8% para pruebas cruzadas, prueba de la antiglobulina humana, determinación de grupos sanguíneos en recién nacidos y eritrocitos de prueba preparados en el laboratorio.
Imagen:	
Caducidad:	Mínima de 6 meses.
Certificación:	Administración de drogas y farmacia (FDA) o de Conformidad Europea (CE).
Presentación:	Cajas de 10 racks 60 x 700 µL
Observaciones: Se requiere presentación de muestra o catálogo, previo a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente. Nota 3: Para uso en equipo propio de Hemocentro Nacional.	

Firma y Sello:

Lic. Lilliana González Belén
Lic. Lilliana González Belén
Coord. De Inmunohematología

Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

Ficha Técnica



11107

Número	PRO-117
Nombre Genérico	Cellpack DCL
Descripción:	Cellpack DCL sirve como un reactivo diluyente y líquido envolvente diseñado exclusivamente para los analizadores automatizados de hematología de la marca Sysmex. Su función principal es preparar y guiar las células sanguíneas dentro del equipo médico para lograr un análisis preciso (detección DC).
Caducidad:	Mínima de 12 meses.
Volumen:	20 Litros
Imagen:	
Presentación:	Caja de 20 litros
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible. (Sysmex XN-1000). Se requiere presentación o catálogo previa a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:



Licda. Ximena C. Samboy
Coord. Colecta



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

Ficha Técnica



11109

Número	PRO-038
Nombre Genérico	Lysercell WDF
Descripción:	Lysercell WDF es un reactivo químico de lisis celular utilizado en laboratorios clínicos para romper los glóbulos rojos (hemólisis) y preparar los glóbulos blancos para su conteo y clasificación automatizada. Este reactivo está diseñado específicamente para trabajar en los analizadores de hematología automatizados de la marca Sysmex.
Caducidad:	Mínima de 12 meses.
Volumen:	5 Litros
Imagen:	
Presentación:	Caja
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible. (Sysmex XN-1000). Se requiere presentación o catálogo previa a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:

Ximena Carol Samboy Carrasco
Licda. Ximena Carol Samboy Carrasco
Coordinadora de Colecta



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

Ficha Técnica



11110

Número	PRO-120
Nombre Genérico	Lysercell WNR
Descripción:	Lysercell WNR es un reactivo químico de lisis utilizado en laboratorios clínicos para romper los glóbulos rojos (hemólisis) y preparar las células sanguíneas en los analizadores de hematología automatizados, específicamente de la marca Sysmex. Este componente actúa directamente en el canal WNR del equipo para permitir la medición y diferenciación de tres poblaciones celulares clave: Glóbulos blancos totales (WBC), Basófilos y Eritroblastos (NRBC).
Caducidad:	Mínima de 12 meses.
Volumen:	5 Litros
Imagen:	
Presentación:	Caja
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible. (Sysmex XN-1000). Se requiere presentación o catálogo previa a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:

Lic. Ximena Samboy
Coordinadora de Colecta


Hemocentro Nacional
República Dominicana

Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

Ficha Técnica




11108

Número	PRO-118
Nombre Genérico	Sulfolyzer
Descripción:	El Sulfolyzer es un reactivo químico de diagnóstico in vitro que sirve para lisar (romper) las células sanguíneas y medir la concentración de hemoglobina en muestras de sangre. Se utiliza de forma automatizada en los analizadores hematológicos (contadores de células) de la marca Sysmex.
Caducidad:	Mínima de 12 meses.
Volumen:	5 Litros
Imagen:	
Presentación:	Caja de 5 Litros
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible. (Sysmex XN-1000). Se requiere presentación o catálogo previa a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:


Licda. Ximena C. Saniboy
Licda. Ximena C. Saniboy
Coordinadora de Colecta



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

Número	PRO-040
Nombre Genérico	Fluorecell WDF
Descripción:	El reactivo Fluorecell WDF de Sysmex sirve para teñir los ácidos nucleicos (ADN y ARN) de los glóbulos blancos (leucocitos) en la sangre. Esta tinción fluorescente permite a los analizadores hematológicos automatizados de Sysmex realizar el recuento diferencial de glóbulos blancos (canal WDF), separando detalladamente los diferentes tipos de células de la defensa del cuerpo.
Caducidad:	Mínima de 12 meses.
Volumen:	42 mL
Imagen:	
Presentación:	C/2 unidades
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible. (Sysmex XN-1000). Se requiere presentación o catálogo previa a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	


Firma y Sello:


Lic. Ximena Samboy
Coordinadora de colecta



Número	PRO-041
Nombre Genérico	Fluorecell WNR
Descripción:	El Fluorocell WNR de Sysmex es un reactivo de tinción fluorescente utilizado en analizadores hematológicos automatizados como la serie XN. Sirve para teñir los ácidos nucleicos (ADN y ARN) de las células sanguíneas, permitiendo contar y diferenciar de forma exacta los eritrocitos (Globulos Rojos) y los eritroblastos (glóbulos rojos nucleados).
Caducidad:	Mínima de 12 meses.
Volumen:	82 mL
Imagen:	
Presentación:	C/2 unidades
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible. (Sysmex XN-1000). Se requiere presentación o catálogo previa a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:



Lic. Ximena Samboy
Coordinadora de colecta



Ficha Técnica



11113

Número	PRO-042
Nombre Genérico	Cellclean
Descripción:	Es un detergente fuertemente alcalino que se usa para eliminar reactivos de lisis, restos celulares y proteínas sanguíneas del sistema hidráulico del instrumento.
Caducidad:	Mínima de 12 meses.
Volumen:	4 mL
Imagen:	
Presentación:	C/20 unidades
Observaciones: Exclusivo de: Equipo propio disponible. (Sysmex XN-1000). Se requiere presentación en catálogo o física, previa a la adquisición del producto. Nota 1: En caso de presentar muestra la caducidad requerida para el producto no aplica a la muestra, sino al producto a entregar. Nota 2: La vida útil del producto debe estar contenida en el catálogo/ ficha técnica del oferente.	

Firma y Sello:

Ximena Carol Samboy Carrasco
Licda. Ximena Carol Samboy Carrasco
Coordinadora de Salud



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional