



República Dominicana  
SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
” Hospital Traumatólogo y Quirúrgico del Cibao Central  
“PROF. JUAN BOSCH”

**FICHA TÉCNICA**

**DENOMINACIÓN TÉCNICA:**

Sutura recubierta Vicryl 0 REF. J. 340 H (Poliglactina 910)

Sutura recubierta Vicryl 1.0 REF. J.341 H (Poliglactina 910)

Sutura recubierta Vicryl 2.0 REF. J.339H (Poliglactina 910)

Sutura recubierta Vicryl 3.0 REF. J.16 H (Poliglactina 910)

**Unidad de medida:** Unidad

**Tipo:**

Trenzado; monofilamento.

**Longitud:**

70 cm.

**Calibre:**

Vicryl 0 REF. J. 340 H

Vicryl 1.0 REF. J.341 H

Vicryl 2.0 REF. J.339H

Vicryl 3.0 REF. J.16 H

**Materia Prima:**

Copolimero de láctido y glicolido recubierto con poliglactina 370 y estearato de calcio.

**Tiempo de absorción:**

Debe ser completa entre 56-70 días

Absorción por hidrólisis lenta.

**Reacción tisular:** Mínima

**Usos:** Para aproximación y/o ligadura de tejidos blandos.