



Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch"
Km. 101, Autopista Duarte, Carretera Bonao-La Vega
El Pino, La Vega, Rep. Dom. • Tel. 809-725-8262 • Fax. 809-725-8452
"Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO:

Equipo para irrigación

PRINCIPIO ACTIVO COMPOSICION:

PVC, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CAUCHO LATEX, POLYSOPRENO, ACETATO DE CELULOSA, POLIETILENO, RESINA EVA, RESINA ACRILICA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VERSAPOR, ABS, POLIESTER, POLIPROPILENO, PALLFLEX, HOSTAFORM.

INDICACIONES GENERALES DE USO:

Utilizado en la resección transuretral, permite conectar simultáneamente dos bolsas de solución de glicina de 3.000 mL, eliminando los frecuentes cambios de bolsa

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

N/A

PRESENTACION COMERCIAL:

Equipo en "y" tur para irrigación

EMPAQUE PRIMARIO

Empacado individualmente en bolsa peel pouch..

EMBALAJE:

: Caja x 30 unidades

