



Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch"
Km. 101, Autopista Duarte, Carretera Bonao-La Vega
El Pino, La Vega, Rep. Dom. ● Tel. 809-725-8262 ● Fax. 809-725-8452
"Año del Fomento a las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA:

Catéter Epidural No. 16

Unidad de medida: Unidad

Características Técnicas:

Hecho de poliamida, cuenta con la rigidez y suavidad necesarias para ser introducido de manera fácil

Con marcas azules a lo largo y en la punta las cuales sirven como guía y para verificar que el catéter se retiró de forma completa

Longitud 1000 mm

Contiene además: Jeringa Omnifix 20ml y 10ml para la anestesia local
Agujas Sterican 18G, 21G y 25G para tomar anestésico y colocar anestesia local antes de la punción con aguja Perican

Presentaciones

Cateter epidural 401 con Tuohy 18G código

Cateter epidural 402 con Tuohy 16G código

Envase Inmediato:

Empaque sellado que garantice la integridad del producto y evite la exposición al polvo y la humedad

Envase Mediato:

Caja de cartón u otro material resistente a la manipulación, condiciones de almacenamiento y distribución.