



Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch"
Km. 101, Autopista Duarte, Carretera Bonao-La Vega
El Pino, La Vega, Rep. Dom. • Tel. 809-725-8262 • Fax. 809-725-8452
"Año de la Innovación y Competitividad"

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Catéter Jelco # 20

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los catéteres intravasculares (I.V.) proporcionados han sido diseñados para el acceso vascular de un solo uso por personal calificado. Un catéter I.V. correctamente colocado permite acceder a la vena o arteria para la administración de líquidos y medicamentos.

INDICACIONES:

Indicaciones de uso: Para la administración de medicamentos y soluciones, por vía intravenosa en el cuerpo humano. Efectuar el acceso vascular, fijar el catéter y desechar la aguja según la normativa institucional. Los catéteres I.V.

POSOLOGIA:

Los catéteres sobre la aguja son los más usados hoy en día para canalizar la vía venosa; pueden permanecer por varios días. Por las características del material del que están elaborados son mejor tolerados por el organismo, pudiendo incluso quedar en venas de zonas de flexión.

PRESENTACION:

Blíster Individual de 180 x 37 mm Cajas Plegadizas por 50 unidades Cajas Master por 200 Unidades.