



República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
" Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central
"PROF. JUAN BOSCH"

FICHA TÉCNICA

Denominación técnica:

Sutura Monocryl 3-0 Ref. MCP 427H

Sutura Monocryl 2-0

Unidad de medida: Unidad

Tipo:

Monofilamento.

Longitud:

70 cm.

Aguja:

PS-2 Aguja cortante.

Calibre:

Monocryl 3-0

Monocryl 2-0

Tiempo de curación: 5-7 días después de la cirugía

Reacción tisular: Mínima

Usos: sutura de heridas, Proveer el soporte necesario para mantener la aproximación de herida-borde durante la fase crítica de la curación (5-7 días después de la cirugía)

Proteger contra la colonización bacteriana, generalmente asociada a las Infecciones del Sitio Quirúrgico.

Atravesar suavemente la fascia para reducir el trauma.





Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch"
Km. 101, Autopista Duarte, Carretera Bonao-La Vega
El Pino, La Vega, Rep. Dom. • Tel. 809-725-8262 • Fax. 809-725-8452

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA:

SUTURA PROLENE 0 REF. 8424T
SUTURA PROLENE 1.0 REF. 8425H
SUTURA PROLENE 2.0 REF. 8833T
SUTURA PROLENE 3.0 REF. 8832T
SUTURA PROLENE 4.0 REF. 8831T

Unidad de medida: Unidad

Tipo:

Blue Monofilamento. Polipropileno


Longitud:

75 cm.

Materia Prima:

La sutura de polipropileno PROLENE* (transparente o teñida) es una sutura quirúrgica estéril no absorbible, compuesta por un estereoisómero cristalino isotático de polipropileno, una poliolefina lineal sintética. La sutura está teñida de azul para mejorar su visibilidad.

La sutura PROLENE está compuesta por un estereoisómero cristalino isotático de polipropileno y una poliolefina lineal sintética.





República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central
"PROF. JUAN BOSCH"

FICHA TÉCNICA

Denominación técnica:

Sutura Nylon 2.0 Ref. 164T

Sutura Nylon 3.0 Ref. 163T

Sutura Nylon 4.0 Ref. 1129T

Sutura Nylon 5.0 Ref. 14501

Sutura Nylon 10.0 Ref. 7718G ACUJA DOBLE OFTALMO

Descripción del producto:

La Sutura de Nylon es una sutura quirúrgica, no absorbible, estéril, monofilamentosa, compuesta de polímeros alifáticos de cadena larga.

Unidad de medida: Unidad

Tipo:

Monofilamento, nylon preto/ negro

Cuticular.

Longitud:

= 45 cm.

Calibres:

Nylon 2.0 / Nylon 3.0

Nylon 4.0 / Nylon 5.0 / Sutura Nylon 10.0

Reacción tisular: Mínima



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

" Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central

"PROF. JUAN BOSCH"

FICHA TECNICA

CROMICO 2-0

CROMICO 1-0

PRESENTACION: El **crómico 2-0 Y 1-0** se procesa para proporcionar una mayor resistencia a la absorción. La sutura quirúrgica, está indicada para uso en la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, incluyendo el uso en procedimientos oftálmicos, pero no para uso en tejidos cardiovasculares y neurológicos.